

Acid washing solution for TMS series

Material Suplied

One bottle, 250 ml of a 100x concentrate.

Intended Use

Dilute to 1% for use.
For 1000 ml add 10 ml Fast Detergent 2 to 990 ml distilled or deionized water, and mix by gentle inversion.

Stability

Stable at room temperature until expiration date.

Contains

Citric acid 10%
Detergent 1%

Warnings and Precautions


The Fast Detergent 2 is supplied concentrated, and must be diluted before use.


Use only distilled or deionized water.


Avoid bacterial contamination of water and liquid lines

Wear protective glasses and gloves when handling.
In case of contact with eyes by mistake, wash the eyes with water immediately and consult with a physician.
In case of drinking by mistake, rinse out your mouth immediately and consult with a physician.

The following symbols are used on labels

 For in vitro diagnostic use

 Use by (last day of the month)

 Temperature limitation

 Batch Code

 Code

Savas mosófolyadék a TMS automatákhoz

Kiszerezés

Egy flakon, 250 ml, 100x töménységű koncentrátum.

Felhasználás

Felhasználáshoz hígítsa ki 1%-osra.
1000 ml készítéséhez adjon 10 ml Fast Detergent 2 koncentrátumot 990 ml desztillált vagy ioncserélt vízhez és óvatosan keverje össze.

Stabilitás

Szobahőmérsékleten a lejáratí ideig stabil.

Összetétel

Citromsav 10%
Detergens 1%

Figyelmeztetések

A Fast Detergent 2 koncentrátum, felhasználás előtt hígítani kell.


Csak desztillált vagy ioncserélt víz használható.

Kerülje a víz és a csövek bakteriális beszennyeződését.

Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.
Ha a szembe kerül, mossa ki azonnal, vízzel a szemét és forduljon orvoshoz.
Véletlen lenyelés mossa ki a száját és forduljon orvoshoz.

A címkén a következő szimbólumok találhatóak

 In vitro diagnosztikai használatra

 Lejáratí idő (a hónap utolsó napja)

 Tárolási hőmérséklet

 Gyártási szám

 Kódszám