

Bazofil aktivációs teszt (BAT) vizsgálatok

Tesztről röviden:

- a gyorsan kialakuló, korai típusú allergiák kimutatásában lehet szerepe
- a vérben található bazofil sejtek válaszadó képességét méri az adott allergénre
- a bazofil sejtek IgE-től függő válaszadó képességét méri
- Negatív eredmény kizárólag a tesztre negatív, nem az allergiára

A teszt az alábbi tünetek esetében lehet hasznos:

- ✓ tünetek az allergénnel történő találkozás után 1 napon belül jelentkeztek
- ✓ utolsó allergiás reakció 1 éven belül volt
- ✓ anamnézis történetben anafilaxia

Szükséges infók:

- Minták keddenként (de.10 óráig érkezzenek be a Diagnosticum-hoz)
- 1 nagy EDTA-s (lila kupakos) vérvételi cső (vérvétel után alaposan megforgatva)
- 3 páciens/nap
- 2 csomag/páciens
- mérési eredmény Synlab-nak max. 10 munkanap

Kérhető csomagok: A csomagban szereplő allergéneket a Diagnosticum biztosítja

Színezőanyagok (sárga-piros)

Kinolinsárga	E104
Narancssárga FCF	E110
Tartrazin	E102
Amarant	E123
Neokokcin	E124
Azorubin	E122

Színezőanyagok (kék-fekete)	Brillantfekete BN	E151
	Eritrozin	E127
	Patentkék V	E131
	Indigokármin	E132
Tartósítószer	Nátrium-benzoát	E211
	Nátrium-nitrit	E250
	Glutamát	E621
	Kálium-diszulfid	E224
	Szorbinsav	E200
Adalékanyag	Ételszínezék Mix I (E104, E110, E123, E124, E122)	
	Ételszínezék Mix II (E151, E127, E131, E132)	
	Nátrium-benzoát	E211
	Nátrium-nitrit	E250
	Glutamát	E621

Preanalitika

- éhhom nem szükséges
- 6 éves kor felett
- allergiás reakció után teljen el legalább 3 hét
- vérvétel előtt bőrteszt (Prick –teszt) ne legyen
- mérést befolyásoló gyógyszerek (ezeknek a szedését a vérvétel előtt 3 nappal be kell fejezni)
 - anti-hisztaminok* (pl., Allegra, Zyrtec, Cetirizin, Claritine, Alerius, Lordestin)
 - kortikoszteroidok* (pl., Nasonex, Beclonasal, Flixonase, Avamys, Mometason Sandoz)
 - kromoglikátok* (pl. Talleum, Opticrom, Lecrolyn, Cromosandoz, Nalcrom)
- nem végezhető akut fertőzés, lázas állapotban