

DCA Vantage™ Analyzer

Klinikai biztonság mellett nyújt optimális segítséget a cukorbetegség ellátásában.



A DCA Vantage olyan klinikailag alátámasztott HbA1c, albumin és kreatinin eredményeket valamint albumin-kreatinin hányadost szolgáltat, mellyel a diabétesz monitorozható. Egyszerűen használható akár rendelőintézetben akár kórházban, és megfelel a labor-minőségi követelményeknek.

- 1 µl teljes vér szükséges a HbA1c meghatározáshoz
- HbA1c eredmény 6 perc alatt. A még a páciens vizsgálata során elkészülő eredmény segítségével csökkentheti a követési időt és növelheti a cukorbetegség együttműködő készségét
- A 7 perc alatt elkészülő mikroalbumin eredmény lehetővé teszi a vesebetegségek korai felismerését
- Nem igényel minta vagy reagens előkészítést, ami lehetővé teszi az egyszerű és hatékony működést
- A beteg eredmények nyomtatása és a laboratóriumi információs rendszerbe való átküldése vagy elektronikus formában tárolása lecsökkenti az elírásból származó hibákat.
- Az elérhető grafikonok lehetővé teszik az egyes betegségek még átfogóbb kezelését
- Kalibrálás LOT specifikus kalibrátor kártyával történik

[A gyártó honlapja](#)

[Teszt menü](#)

Árajánlatért forduljon [vevőszolgálatunkhoz](#) vagy [szaktanácsadóinkhoz](#)!