

Fejlessze a sürgősségi diagnosztikát könnyen használható és megbízható készülékkel!




A Siemens RapidPoint® 500 vérgáz analízátor a mai POCT elvárásoknak megfelelően pontos eredményt szolgáltat mintegy 60 másodpercen belül.

Vizsgálatok: vérgáz, elektrolitok, glükóz, laktát és teljes co-oximetria beleértve az újszülött bilirubint (nBili) és a totál hemoglobint (tHb).

	250 Tests		
	400 Tests		
	750 Tests		
	Cartridge Menu #1	Cartridge Menu #2	Cartridge Menu #3
pH	pH	pH	pH
pCO ₂	pCO ₂	pCO ₂	pCO ₂
pO ₂	pO ₂	pO ₂	pO ₂
Na ⁺		Na ⁺	Na ⁺
K ⁺		K ⁺	K ⁺
Ca ⁺⁺		Ca ⁺⁺	Ca ⁺⁺
Cl ⁻		Cl ⁻	Cl ⁻
Glucose		Glucose	Glucose
Lactate			Lactate
nBilirubin	nBilirubin	nBilirubin	nBilirubin
Co-oximetry	Co-oximetry	Co-oximetry	Co-oximetry

Érintő képernyős kezelőfelület és beépített vonalkód-leolvasó: csak leolvas, beadagol és futtat – eredmény kb. 60 másodpercen belül



Biztonságos automatizált mintavétel alvadék érzékeléssel és kezeléssel ellátva




Karbantartást nem igénylő cartridge-alapú rendszer, automatikus QC ellenőrzéssel





Laboratóriumi vagy kórházi informatikai rendszerhez kapcsolható és ellenőrizhető a RAPIDComm rendszeren keresztül



[A gyártó honlapja](#)

[Angol nyelvű prospektus](#)

[Virtuális bemutató](#)

Árajánlatért forduljon [vevőszolgálatunkhoz](#) vagy [szaktanácsadóinkhoz](#)!